



Krabat Jockey Plus

Daniel, 3 Jahre, Down Syndrom.
Die Ärzte und Therapeuten, Universität Oslo
empfehlen den Sattelsitz für Schule- und zu Hause als
beste Lösung. Der Jockey Sattelsitz verbesserte
Daniels Aufrichtung und seine Kopf- und
Handkoordination.



Produktinfo

JOCKEY PLUS GRÖßE 1

Nutzergrößen:

Sitzbreite bis 25 cm.

Rückenbreite ca. 26,5 cm.

Rückenhöhe 39 cm

Körpergröße bis 120 cm.

Nutzergewicht max. 65 kg

Alter ca. 1 ½ - 6 Jahre



JOCKEY PLUS GRÖßE 2

Nutzergrößen:

Sitzbreite bis 35 cm.

Rückenbreite a. 32 cm.

Rückenhöhe 51cm

Körpergröße bis 155 cm

Nutzergewicht max. 65 kg

Alter ca. 6 - 15 Jahre



Weitere Informationen zu Zubehör finden Sie unter: